

seca 665

Con la sua alta portata di 300 kg questa bilancia rende veramente facile pesare anche pazienti sovrappeso.

Facile accesso è assicurato dalla piattaforma estremamente bassa e dall'inclinazione delle rampe.

Due barre laterali danno ulteriore sicurezza. La funzione integrata di pre-TARA determina in pochi secondi il peso netto del paziente utilizzando la memoria di peso interna. Il display orientabile a LCD con grandi cifre è facile da leggere sia dal paziente che dall'assistente. Seca 665 può essere ripiegata con pochi movimenti e trasportata sulle rotelle integrate.

- Portata: 300 kg
- Divisione: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funzioni: TARA, pre-TARA, HOLD, selezione range di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico
- Optional: Interfaccia RS232 seca 460 semplicemente e si sposta facilmente sulle rotelle integrate.

