

COMODA PER DOCCIA LEVINA



LEVINA 320



LEVINA 400

LEVINA 320: 4 RUOTE DI CUI 2 POSTERIORI CON FRENI

LEVINA 400: 2 RUOTE DI SPINTA CON FRENI, 2 RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI

ENTRAMBE LE SEDIE HANNO I BRACCIOLI RECLINABILI, LA SEDUTA IMBOTTITA E IL POGGIAPIEDI A SCOMPARSA.

VASO NON INCLUSO

DATI TECNICI:

Nr. art.	Modello	Colore	Larghezza sedile (cm)	Profondità sedile (cm)	Altezza sedile (cm)	Altezza braccioli (cm)	Larghezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Portata max (kg)	Peso articolo (kg)
140010	320	Bianco	44	42	53	22,5	55	84	93	120	12,1
140011	400	Bianco	44	42	53	22,5	55	97	93	120	17,5