

BERLIN


Sedia da doccia con ruote

Caratteristiche:


- Schienale ergonomico con maniglione di spinta
- braccioli reclinabili per facilitare il trasferimento laterale
- sedile imbottito con apertura igiene termosensibile e la seduta si può invertire (apertura posteriore)
- struttura in acciaio inox resistente alla ruggine
- vaso incluso
- poggia piedi regolabile in altezza
- 4 ruote piroettanti con freni
- portata massima 130 kg



Art.-Nr. 344.33.00



Colori disponibili



Dati tecnici:

Nr. art.	Colore disponibili	Larghezza seduta (cm) (A)	Profondità seduta (cm) (C)	Altezza seduta (cm) (B)	Larghezza totale (cm) (E)	Portata massima (kg)	Peso articolo (kg)
344...	Vedi sopra	46	45	55	56	130	15.9