

GEHRIG - LAVAPADELLE SBS 55 ELEGANCE

Le lavapadelle compatte di GEHRIG GROUP offrono da molti anni standard igienici e di lavaggio incomparabili e sono utili per la disinfezione di tutti i tipi di padelle, padelle da letto, urinali e altri prodotti riutilizzabili.

I VOSTRI VANTAGGI:

- versatile offerta di apparecchi
- massima capacità di carico
- su misura per le esigenze della Svizzera



GEHRIG SBS 55 ELEGANCE (NUMERO D'ORDINE 9903142.1)

- Esecuzione semiautomatica con pedale per aprire lo sportello, chiusura manuale
- Superficie in vetro azionabile al tocco
- Display colorato con indicazione dello stato e funzione di autodiagnosi
- Ugelli fissi e roteanti in acciaio
- Inserimento delle stoviglie ad altezza ergonomica
- Utilizzo universale per l'inserimento dei contenitori
- Spazio di spruzzo molto grande

MODELLI

Numero d'ordine	Caratteristiche
9903160.1	porta semiautomatico e sistema di asciugatura
9904087.1	*porta completamente automatica
9904095.1	*porta completamente automatica e sistema di asciugatura

*con pulsanti per gomito, sensore infrarosso, pedale e pulsante di spegnimento di emergenza

DATI TECNICI

Dimensioni (lpxxa)	540 x 600 x 1460 mm
Capacità	2 papagalli + 1 padella o 4 papagalli
Altezza di carico	870mm
Valore A0	Regolabile 60 - 600
Corrente	5,25 kW
Rumorosità	<70 dB (A)
Acqua fredda / acqua calda	3/4"
Scarico	110 mm
Allacciamento elettrico	400V / 3~+N+PE / 50Hz
Consumo energetico	5,25 kW / 8,5 A
Protezione	3 x 10 A
Cavo	5 x 2,5mm
Immissione di acqua fredda	max. 30°C
Immissione di acqua calda	max. 70°C
Peso	96 kg

ACCESSORI

Numero d'ordine	Descrizione
C25	Cesto per gli utensili Gehrig SBS 55 elegance