

## GEHRIG - LAVAPADELLE SBS 55 SMART

Le lavapadelle compatte di GEHRIG GROUP offrono da molti anni standard igienici e di lavaggio incomparabili e sono utili per la disinfezione di tutti i tipi di padelle, padelle da letto, urinali e altri prodotti riutilizzabili.

### I VOSTRI VANTAGGI:

- versatile offerta di apparecchi
- massima capacità di carico
- su misura per le esigenze della Svizzera



### GEHRIG SBS 55 SMART - MODELLO BASE (NUMERO D'ORDINE 9903141.1)

- Esecuzione semiautomatica con pedale per aprire lo sportello, chiusura manuale
- Tastiera in lamina con display in chiaro testo LCD e indicazione dell'avanzamento
- Funzione di autodiagnosi
- Ugelli fissi e roteanti in acciaio
- Inserimento delle stoviglie ad altezza ergonomica
- Utilizzo universale per l'inserimento dei contenitori

### MODELLI

Numero d'ordine	Caratteristiche
9903158.1	porta semiautomatico e sistema di asciugatura
9904086.1	*porta completamente automatica
9904094.1	*porta completamente automatica e sistema di asciugatura

\*con pulsanti per gomito, sensore infrarosso, pedale e pulsante di spegnimento di emergenza

**DATI TECNICI**

Dimensioni (lxpxa)	545 x 475 x 1630 mm
Capacità	1 padella + 1 papagallo o 3 papagalli
Altezza di carico	840 mm
Valore A0	Regolabile 60 - 600
Corrente	5,05 kW
Rumorosità	<70 dB (A)
Acqua fredda / acqua calda	3/4"
Scarico	110 mm
Allacciamento elettrico	400V / 3~+N+PE / 50Hz
Consumo energetico	5,05 kW / 8 A
Protezione	3 x 10 A
Cavo	5 x 2,5mm
Immissione di acqua fredda	max. 30°C
Immissione di acqua calda	max. 70°C
Peso	80 kg

**ACCESSORI**

Numero d'ordine	Descrizione
C943	Cesto per gli utensili Gehrig SBS 55 smart