

GEHRIG - LAVAPADELLE SBS 90 T

Le lavapadelle compatte di GEHRIG GROUP offrono da molti anni standard igienici e di lavaggio incomparabili e sono utili per la disinfezione di tutti i tipi di padelle, padelle da letto, urinali e altri prodotti riutilizzabili.

I VOSTRI VANTAGGI:

- versatile offerta di apparecchi
- massima capacità di carico
- su misura per le esigenze della Svizzera



GEHRIG SBS 90 T (NUMERO D'ORDINE 9901025.1)

- Esecuzione semiautomatica con pedale per aprire lo sportello, chiusura manuale
- Tastiera in lamina con display in chiaro testo LCD e indicazione dell'avanzamento
- Funzione di autodiagnosi
- Ugelli fissi e roteanti in acciaio
- Il modello sottotavolo con bassa altezza di carico
- Utilizzo universale per l'inserimento dei contenitori

MODELLI

Numero d'ordine	Caratteristiche
9901029.1	porta semiautomatico e sistema di asciugatura

DATI TECNICI

Dimensioni (l x p x a)	900 x 600 x 858 mm
Capacità	1 pappagallo + 1 padella o 4 pappagalli
Altezza di carico	525 mm
Corrente	5,4 kW
Rumorosità	<70 dB (A)
Acqua fredda / acqua calda	3/4"
Scarico	90 mm
Allacciamento elettrico	400V / 3~+N+PE / 50Hz
Consumo energetico	5,4 kW / 8,5 A
Protezione	3 x 10 A
Cavo	5 x 2,5mm
Immissione di acqua fredda	max. 30°C
Immissione di acqua calda	max. 70°C
Peso	96 kg

ACCESSORI

Numero d'ordine	Descrizione
C25	Cesto per gli utensili Gehrig SBS 90 T