

## POLTRONA MEDICALIZZATA ÈLYSEE



ÈLYSÉE è una poltrona progettata per gli utenti che necessitano di un'assistenza costante. È un prodotto compatto, ma di facile mobilità. Adatto sia per uso interno che uso esterno.

L'altezza dei braccioli permette di posizionarla facilmente al tavolo, permettendo così all'utente di avere dei momenti di convivialità.



È possibile cambiare l'inclinazione della poltrona tramite la maniglia posizionata sulla barra di spinta e, con un gesto del piede tramite la leva posizionata in basso, frenare la poltrona.

Il poggia gambe, regolabile in sei posizioni, è allineato alla seduta in posizione semi-sdraiata, inoltre la sua larghezza e quella della seduta sono identiche per garantire un miglior sostegno e confort degli arti inferiori.

**Si trova in 15 misure diverse e la sua portata peso massimo è di 130 kg.**



Réf. KKAO      Réf. EBEN

PVC/PU



Réf. CE      Réf. BE

Revêtement mixte

Microfibre imperméable / Cuir Synthétique

La poltrona è disponibile nei colori:

PVC/PU: EBANO o CACAO

PVC/MICROFIBRA: BLACK EDITION O CHOCO EDITION

## NOVITÀ 2018

### ACCESSORI INCLUSI:

- + Cuscino antidecubito visco elastico
- + Cuscino di serie di posizionamento antidecubito visco-elastico regolabile sull'appoggia gambe
- + Appoggia testa confortevole
- + Cintura addominale

## ACCESSORI NON INCLUSI



CINTURA PETTORALE



TAVOLINO A SCOMPARSA VERTICALE



RIDUTTORE PER PERSONE MINUTE

### DATI TECNICI

Peso poltrona:	da 34 a 46 kg
Larghezza totale:	da 100 a 110 cm
Lunghezza inclinata:	da 145 a 157 cm
Larghezza:	da 65 a 77 cm
Altezza totale:	da 125 a 130 cm
Altezza braccioli:	65 cm
Altezza seduta:	45 cm
Profondità:	~ 50 cm
Portata peso massimo:	130 kg
Inclinazione:	28°