


## POLTRONA MEDICALIZZATA REHA

### **DESCRIZIONE**

#### **POGGIATESTA**

Semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente. Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza.



#### **SCHIENALE**

Schienale anatomico reclinabile con supporto lombare rinforzato, la seduta segue in sincronia lo schienale. Grazie alle leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore, queste operazioni possono essere eseguite sia dall'utente sia dal personale di cura.



#### **SEDUTA**

La seduta è ergonomica, confortevole e removibile per una migliore igiene; possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti e diversi tipi di movimentazione.

#### **BRACCIOLI**

Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale. Regolabili in altezza in 6 posizioni.



#### **FRENI**


Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida. Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.

#### **APPOGGIA PIEDI**

Ribaltabile, anti-basculante, regolabile in altezza in modo di adeguarlo all'altezza del paziente.



## Scheda tecnica



Poids du siège : 65 kg

Charge maximum : 135 kg

Dimensions en mm



Colore	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza schienale (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Portata peso max (kg)	Peso Poltrona (kg)
A scelta	50		51-80	0/22	72	96	125-154	87	135	65