

ROLLZ MOTION



Colori disponibili



Pebble white



Island blue



Matt black



Dark purple



Per le attività all'aperto, per una vacanza, per la visita ad un museo o per lo shopping pomeridiano, il deambulatore 2 in 1 ti consente di camminare senza sforzo. Inoltre, Rollz Motion si ripiega e si compatta per entrare in qualsiasi auto.

Rollz Motion è un deambulatore dal design ergonomico, con un telaio leggero ma stabile e robusto che permette di camminare comodamente, mantenendo una postura corretta. Se vuoi riposare lungo il cammino, Rollz Motion si trasforma in una comoda carrozzina con un semplice gesto!

Dati tecnici

Nr. art.	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza braccioli regolabile (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza schienale (cm)	Ingombro da chiuso H x P x L (cm)	Lunghezza totale (cm)	Portata peso max (kg)	Peso deambulatore (kg)	Peso kit sedia a rotelle (kg)
NL 06.11.053	42.5	38.5	55	86-102	65.5	41	86 E 102 x 29 x 63	63	125	10.6	3.7

La trasformazione da rollator a sedia a rotelle è rapida e intuitiva



Si chiude semplicemente con un click ed è pronto per essere trasportato

Grazie alla scala di regolazione, adattare le maniglie di spinta diventa un gioco da ragazzi

