

ROLLATOR BRADO



Leggero, pratico e maneggevole
Rimane in piedi anche da chiuso.
4 ruote, di cui 2 con freni
Manopole ergonomiche e regolabili in altezza.
Compreso di seggiolino e borsa porta oggetti
Disponibile in due misure S ed M

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Modello	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Larghezza chiuso (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
Dietz 341NPU	Antracite	S	41	19	52.5	60	67-82	66	22	150	7.2
Dietz 342NPU	Antracite	M	41	19	62.5	60	78-102	66	22	150	7.2