

ROLLATOR TOPRO OLYMPOS

Leggero, pratico e maneggevole
 Rimane in piedi anche da chiuso
 4 ruote, di cui 2 con freni
 Manopole anatomiche e regolabili in altezza.
 Sedile e cestino a rete



Schienale su richiesta



Altri accessori su richiesta

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Larghezza chiuso (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
OLYMPOS M	Da magazzino	50	60	70.5	76-100	27	150	8.9
OLYMPOS S	Da magazzino	50	54	70.5	71-87	27	150	8.8



LA NUOVA GENERAZIONE DI deambulatori!

TOPRO OLYMPOS, il rollator per una vita attiva.
Maneggevole e sicuro, è un valido aiuto nella vita quotidiana.
Ripiegato, TOPRO OLYMPOS, occupa poco spazio restando in piedi anche da chiuso.

I potenti freni danno sicurezza anche in fase di stazionamento, permettendo così all'utente di sedersi in tutta tranquillità.



Le impugnature ergonomiche, sono dotate di un sistema "Memory" che permette il riposizionamento stabilito dall'utente.
Il sistema antiribaltamento aiuta a superare gradini o cordoli



La gamma Topro offre inoltre ulteriori "Optional" per i suoi Rollator ad esempio, borse, schienale, scalda mani, ombrellino, porta ossigeno e molto altro ancora.
Venite a scoprire le varie possibilità e create il vostro Rollator personale

ACCESSORI

		
Adjustable back support with padding, for rollators from 2009 814726	Rear bag with zipper 814046	Transport bag 814042
		
Lamp 814608	Crutch holder 814040	Bottle holder 814043
		
New! Offroad wheels for IBS, set of 4 814661	LED light with integrated fall alarm (pair) 814639	Ice spurs for shoes Size M (shoe size 36-40) 814029 Size L (shoe size 41-46) 814035
		
Umbrella with attachment 814068	Lock 814023	Nameplate 814024
		
One-handed brake 814026	Guiding handle e.g. for the visually impaired 814014	Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid) 814009