


ROLLATOR TAIMA

DIETZ 200059



**Leggero, pratico e maneggevole**  
**Rimane in piedi anche da chiuso.**  
**4 ruote, di cui 2 con freni**  
**Manopole ergonomiche e regolabili in altezza.**

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Lunghezza seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Ingombro piegato (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
Dietz 200059	Bronzo	45	20	59	63	79-95	24	150	6.5