

SEDIA PER DOCCIA


DMA 537/SWIFT



Schienale: DMA 537ASWIFTS



Completa: DMA 537ASWIFT



Sgabello: DMA537BSWIFT



Braccioli: DMA 537ASWIFTB

La sedia SWIFT, pratica, sicura e componibile alle vostre esigenze.
Con apertura per l'igiene delle parti intime, piedini antiscivolo, regolabile in altezza.
Portata max 130 kg

DATI TECNICI:

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta	Profondità seduta senza schienale (cm)	Larghezza totale (con braccioli) (cm)	Altezza totale regolabile (cm)	Altezza totale regolabile (cm)	Portata peso max (kg)	Peso sedia completa
DMA 537ASWIFT	VERDE	54	41	50	56	44-59	80-95	130	4.7