



# soluna


## Luce da lettura

Con l'abat-jour posizionabile in maniera variabile, comprensiva di dispositivo di orientamento regolabile, "soluna" è una fonte di luce utilizzabile sia come luce da lettura sia come luce per l'assistenza. La luce, essendo una percezione sensoriale, influenza il benessere. Soprattutto per le pensione anziane e bisognose di assistenza, spesso con acuità visiva limitata, la luce corretta migliora la qualità della vita; inoltre favorisce l'orientamento e offre sicurezza. Una fonte di luce nel raggio d'azione immediato del residente contribuisce al comfort.




### 01 Illuminazione

La luce da lettura da applicare nel manicotto del sollevatore è appositamente studiata per il letto per lungodegenti e tiene conto della posizione del residente in caso di sollevamento della spalliera. Grazie al suo adattatore universale, soluna non si adatta solo ai letti per lungodegenti wissner-bosserhoff.






### 02 Gestione dei cavi

Per evitare che più cavi fuoriescano dal letto, la luce soluna può essere collegata a una E-box. Nella E-Box è già presente un trasformatore 12 V per il funzionamento della luce. Anche il cavo di rete del letto viene connesso alla E-Box in modo che durante lo spostamento del letto sia sufficiente spostare un solo cavo di rete.



### 03 Mobilità

La luce da lettura progettata da „sieger design“ e sviluppata da wissner-bosserhoff è dotata di un braccio oscillante che consente il posizionamento esatto dell'oggetto da illuminare. Può essere regolata in altezza mediante il tubo flessibile e consente una rotazione di 360 gradi. Grazie alla sistemazione nel manicotto del sollevatore si ottiene il raggio di illuminazione massimo. In questo modo, oltre al letto viene illuminato anche il comodino.



**soluna**  
50-0212 incl. trasformatore (OK?)  
per un funzionamento senza E-Box  
50-0213 necessaria E-Box 12  
(Fig.01, Mod.N. 10-0221)



#### Sicurezza:

La gestione della qualità e della sicurezza si fonda sulle norme DIN EN ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 13485:2003; i nostri letti recano il marchio CE.

## wissner-bosserhoff

Arredi per un ambiente piacevole da vivere

wissner-bosserhoff GmbH  
Hauptstraße 4-6  
D-58739 Wickede (Ruhr)  
Tel.: +49(0)23 77 / 784-0  
Fax: +49(0)23 77 / 784-163  
E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de

## wissner-bosserhoff

### soluna

Luce da lettura





„La luce è amata da tutti,  
ma soprattutto da coloro  
che hanno vagato a lungo  
nella notte buia.“

*Bernhard von Clairvaux*

La luce, come il fuoco, è uno dei fenomeni più importanti per tutte le culture. Oggigiorno, la luce artificiale prodotta dalle lampade consente alle persone una vita piacevole e sicura. In particolare la luce destinata alle residenze per anziani deve essere di qualità in quanto l'acuità visiva di molti residenti è già gravemente limitata. Più ancora che per i giovani, per gli anziani la luce corretta non rappresenta solo un contributo importante al benessere, ma favorisce anche l'orientamento e dona loro sicurezza. Una luce calda, armonizzata e con un design di qualità, così si presente l'abat-jour alogena soluna.

Per quanto riguarda la famiglie di letti per lungodegenti e in particolare contemporanea, „soluna“ è stata concepita in modo che l'abat-jour si integrasse nell'ambiente. Il riflettore alogeno, con la sua particolare tecnica, emette una luce calda, armonica, di elevata qualità, che si diffonde nell'ambiente in maniera omogenea e antiabbagliante.

L'elevato comfort d'uso è garantito dall'interruttore con il filo facilmente raggiungibile e individuabile grazie al diodo di orientamento per un'attivazione durante le ore notturne.

## soluna Luce da lettura

01



02



**01** Letto per lungodegenti contemporanea nel design Q10 con comodino sd2 in noce e abat-jour soluna accesa, illuminazione del campo di lettura in posizione distesa.

**02** Il paralume piegheettato, in parte traslucido, si impone quale elemento di design esclusivo di soluna.

**03** Letto per lungodegenti ambiente carisma nel design T09 con comodino VT1 in acero e abat-jour soluna accesa, illuminazione del campo di lettura in posizione seduta con spalliera sollevata.



03

Il paralume piegheettato in parte traslucido assume un ruolo importante quale elemento di design esclusivo. Dotato di un braccio orientabile, insieme alla luce progettata da sieger design consente un posizionamento preciso del punto luce in prossimità dell'oggetto da illuminare.