

## SEDIA ROTELLE CANEO B



Solida struttura in acciaio color antracite.  
 Altezza seduta regolabile in due posizioni.  
 Freni di bloccaccio sulle ruote grandi.  
 Appoggiatesta regolabile in altezza.  
 Braccioli ribaltabili.

### DATI TECNICI

Nr. art.	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza schienale (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Larghezza chiusa (cm)	Lunghezza totale senza appoggiatesta (cm)	Portata peso max (kg)	Peso sedia (kg)
Dietz 110039	39	41/44	48/51	23	59	40	90	110	31	81	130	18.4
Dietz 110042	42	41/44	48/51	23	62	40	90	110	31	81	130	18.5
Dietz 110045	45	41/44	48/51	23	65	40	90	110	31	81	130	18.8
Dietz 110048	48	41/44	48/51	23	68	40	90	110	31	81	140	19.5
Dietz 110051	51	41/44	48/51	23	71	40	90	110	31	81	140	19.8