

CUSCINO A CELLE D'ARIA



Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti realizzato in lattice in gomma naturale.

Disponibile nel modello a valvola singola e a due/quattro valvole.

Rivestimento esterno in poliammide/poliuretano con base antiscivolo in poliestere/PVC

Lavabile in lavatrice a 30°C

MISURE DISPONIBILI

36x36 h 6,5 o 10 cm

36x40 h 6,5 o 10 cm

40x40 h 6,5 o 10 cm

40x44 h 6,5 o 10 cm

44x44 h 6,5 o 10 cm

44x48 h 6,5 o 10 cm

48x48 h 6,5 o 10 cm