

CUSCINO CIAMBELLA ANTIDECUBITO DI FIBRE CAVE SILICONATE



NON SFODERABILE

Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata, estremamente soffice ed elastico, grazie alla presenza di fibre che ne costituiscono l'imbottitura e contenute in una sacca di cotone sanforizzata.

Le stesse fibre sono rivestite da un sottile strato di silicone che consentono un più facile scorrimento delle une sulle altre, evitando l'ammassamento delle stesse.

Ciò garantisce una buona ripartizione delle pressioni di appoggio e un'ottima aerazione della cute dovuta anche alla trapuntatura.

Disponibile anche nella versione con foro centrale, dotato di lacci per fissaggio a carrozzine.

Portata massima kg 90/120
misure 45x45x6 cm