

## CUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL FLUIDO



Composto da gel fluido, grazie alle sue caratteristiche garantisce un'ottima distribuzione del peso corporeo del paziente diminuendo quindi la pressione sui capillari e prevenendone l'eventuale occlusione. Dona inoltre alla parte a contatto una piacevole sensazione di freschezza.

La fodera è realizzata in tessuto poliammide trattato con poliuretano; impermeabile, traspirante al vapore, elastica e ipoallergenica.

Fodera lavabile in lavatrice fino a 40°C.

### MISURE DISPONIBILI:

CEURO PL 300 = 40 cm x 40 cm

CUERO PL 300/SM = 42 cm x 42 cm

CEURO PL 300-SM = 45 cm x 45 cm