



Seggiolino per la vasca regolabile in larghezza
Apertura per l'igiene personale
Gommini d'appoggio antiscivolo, struttura in alluminio resistente alla ruggine
Portata max 120 kg

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
Dietz 411225	bianco	41	40	71.6 – 87.6	25.5	120	2.7