

MANIGLIA IMBOTTITA RIBALTABILE DIETZ 314



Con sistema di bloccaggio automatico
 Questo unico meccanismo è facilmente azionabile con una sola mano.
 Ha una morbida imbottitura arrotondata che garantisce una comoda e salda presa all'utilizzatore.
Portata peso max 130 kg



DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Lunghezza (cm)	Peso articolo (kg)	Portata peso max (kg)
Dietz 314	Bianco e nero	71.5	2.4	130