


MANIGLIA DI PROTEZIONE e di uscita letto



Adatta a letti normali



adatta a letti elettrici, con cinghie di fissaggio



Forniscono supporto sia nel sedersi/alzarsi che nel sollevarsi dalla posizione supina
Sono compatibili con la maggior parte dei letti singoli o matrimoniali
Se correttamente posizionati sotto un materasso di spessore standard, non se ne percepisce la presenza.

Facile da montare

Dati tecnici:

| Nr. art. | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza maniglia (cm) | Peso art. (kg) | Portata max (kg) |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Ortho AA3473 | 44.5 | 67 | 50 | 3.5 | 127 |
| Ortho AA3470 | 36.5 | 62 | 47 | 3.1 | 108 |