

CUSCINO ANTIDECUBITO DI FIBRE CAVE SILICONATE



SFODERABILE

Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata, estremamente soffice ed elastico, grazie alla presenza all'interno di una sacca in cotone sanforizzato traspirante, di fibre che ne costituiscono l'imbottitura e che sono rivestite da un sottile strato di silicone che consentono un più facile scorrimento delle une sulle altre.

La fodera è realizzata in poliestere/poliuretano e presenta caratteristiche di antibattericità, impermeabilità ai liquidi, traspirante al vapore acqueo e bielasticità.

Quest'ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti superficiali tra cute e cuscino. È facilmente rimovibile, sanificabile e presenta lembi per un ancoraggio sicuro alle sedute.

portata massima 90/120kg

MISURE

45x42x13 cm