

PULSO OSSIMETRO OXY-5

VARI51/GIMA



Descrizione

Permette di rilevare saturazione di ossigeno e battito dal dito del paziente: piccolo, leggero di facile utilizzo è ideale per ospedali, centri medici, uso domiciliare e dopo attività sportive:

- display retroilluminato
- facile utilizzo attraverso un solo tasto
- alta affidabilità: strumento professionale certificato per uso ospedaliero
- accensione e spegnimento automatico dopo 8 secondi (se il dito non é inserito)
- rilevazione SpO2 e battito, istogramma del battito
- adatto per bambini oltre i 5 anni di età
- allarmi visivi e sonori
- indice di perfusione P.I.

Caratteristiche tecniche:

- campo di saturazione ossigeno: 0%-100%
- schermo LCD retroilluminato: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
- precisione SpO2 $\pm 2\%$ tra 75% e 99% ± 35 tra 50% e 75%
- precisione battito ± 2 bpm
- classe II, IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 9019, ISO 21647