



Ingombro ridotto- fissato alla parete e ribaltabile verso l'alto
Grande apertura per l'igiene personale
Possibilità di regolare l'altezza del sedile prima di fissarlo alla parete
Telaio in alluminio resistente alla ruggine
Portata max 120 Kg

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza sedile (cm)	Larghezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Portata peso max (kg)	Peso sedile (kg)
Dietz 411 220	bianco	40	40	47-57	47	49	120	2.9