

PIANO DI MISURAZIONE, LEGGERO E SALVA SPAZIO, IDEALE ANCHE PER USO MOBILE SECA 417



Il meccanismo pieghevole ed il peso contenuto rendono il misuratore seca 417 compatto e facile da trasportare. Per tutto questo, il ferma piedi rimovibile è saldamente assicurato lungo le guide. Il piano misuratore è facile da usare e, grazie alla sua superficie liscia, facile da pulire. Durata e qualità sono garantite da materiali di ottima qualità.

DATI TECNICI

Misurazioni	10 - 100 cm
Divisione	1 mm
Optional	Pesaneonati seca 384, borsa trasporto seca 414 (in combinazione con le bilance pesaneonati) e seca 412