

RIALZI WC DA 10, 14 CM



Sedile rialzato per wc con sistema di fissaggio laterale. Superficie lucida resistente a macchie e odori. Si adatta alla maggior parte dei wc. È disponibile nelle altezze di 10 e 14 cm.

Disponibili nelle versioni con o senza coperchio.

Portata max. 225 kg

Art: **GIMA 27741** Rialzo wc senza coperchio da 10 cm

Art: **GIMA 27740** Rialzo wc senza coperchio da 14 cm

Art: **GIMA 27735** Rialzo wc con coperchio da 10 cm

Art: **GIMA 27737** Rialzo wc con coperchio da 14 cm