

RIALZO WC 11/14 CM SOFT



Realizzato in schiuma ricoperto con uno strato in PVC anti-allergico, morbido e perfettamente impermeabile.

Composto da un doppio labbro che si adatta saldamente su entrambi i lati del WC. La sua forma anatomica è particolarmente confortevole.

Certificato e testato in laboratorio, supporta fino a 185 kg senza rischio di deformazioni.

Igienizzazione: il rialzo per wc può essere igienizzato quotidianamente con un detergente non abrasivo. Può essere igienizzato con prodotti che non contengano cloro, come ad esempio con acqua e sapone. Non usare nessun tipo di detergente corrosivo o abrasivo, o idro-pulitrici.

La sterilizzazione è possibile a 90°C (194°F), all'80% di umidità per 5 minuti.

Art: **HERD500200** Rialzo wc senza coperchio da 11 cm

Art: **HERD500350** Rialzo wc senza coperchio da 14 cm

Art: **HERD500300** Rialzo wc con coperchio da 11 cm

Art: **HERD500250** Rialzo wc con coperchio da 14 cm