



Rollator pieghevole con 4 ruote di cui 2 con freni.
 Indicato per persone affetti da artrite o reumatismi.
 Supporto per avambraccio morbido e confortevole regolabile in altezza.
 Manopole ergonomiche e regolabile in lunghezza.
 Compreso sedile, cestino e vassoio.

DATI TECNICI

Larghezza seduta	42	cm
Profondità seduta	22	cm
Altezza seduta	62	cm
Larghezza totale	56	cm
Altezza totale	103 - 120	cm
Lunghezza totale	68	cm
Larghezza da chiuso	28	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	12.3	kg