



Indicato per persone di bassa statura  
 Leggero, pratico e maneggevole Rimane in piedi anche da chiuso  
 4 ruote, di cui 2 con freni  
 Manopole ergonomiche e regolabili in altezza.  
 Porta ombrelli/bastone  
 Schienale, sedile e cestino a rete

#### DATI TECNICI

Schienale	Si	
Larghezza seduta	39	cm
Lunghezza seduta	20	cm
Altezza seduta	51	cm
Larghezza totale	58	cm
Altezza totale	76 - 86	cm
Misure da piegato	24	cm
Portata peso max	150	kg
Peso articolo	6.2	kg



Leggero, pratico e maneggevole Rimane in piedi anche da chiuso.  
Appoggia schiena, 4 ruote, di cui 2 con freni Manopole ergonomiche e regolabili in altezza

#### DATI TECNICI

Schienale	Si	
Larghezza seduta	45	cm
Lunghezza seduta	20	cm
Altezza seduta	59	cm
Larghezza totale	63	cm
Altezza totale	79 - 95	cm
Misure da piegato	24	cm
Portata peso max	150	kg
Peso articolo	6.5	kg