

## ROLLZ MOTION



### COLORI DISPONIBILI



Pebble white



Island blue



Matt black



Dark purple

Per le attività all'aperto, per una vacanza, per la visita ad un museo o per lo shopping pomeridiano, il deambulatore 2 in 1 ti consente di camminare senza sforzo. Inoltre, Rollz Motion si ripiega e si compatta per entrare in qualsiasi auto.



Rollz Motion è un deambulatore dal design ergonomico, con un telaio leggero ma stabile e robusto che permette di camminare comodamente, mantenendo una postura corretta. Se vuoi riposare lungo il cammino, Rollz Motion si trasforma in una comoda carrozzina con un semplice gesto!

### DATI TECNICI

ROLLZ MOTION M		
Per utente:	1.60 - 1.90	Mt
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	58	cm
Larghezza totale	67	cm
Altezza schienale	41	cm
Lunghezza totale	63	cm
Misure da chiuso	90-102 x 31 x 63	cm
Misure da aperto	87-102 x 65,5 x 63	cm
Portata peso max	125	kg
Peso articolo	10.7	kg
Peso kit sedia a rotelle	3.7	kg

ROLLZ MOTION S		
Per utente	1.50-1.85	mt
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	55	cm
Larghezza totale	67	cm
Altezza schienale	41	cm
Lunghezza totale	63	cm
Misure da chiuso	85-95 x 31 x 63	cm
Misure da aperto	87-102 x 65,5 x 63	cm
Portata peso max	125	Kg
Peso articolo	10.7	kg
Peso kit sedia a rotelle	3.7	kg

La trasformazione da rollator a sedia a rotelle è rapida e intuitiva



Si chiude semplicemente con un click ed è pronto per essere trasportato

Grazie alla scala di regolazione, adattare le maniglie di spinta diventa un gioco da ragazzi

