

SEDIA ROTELLE CANEO L CON FRENI A TAMBURO



- Telaio in alluminio resistente alla corrosione
- Indicata per persone di alta statura
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- Con freni sulle manopole di spinta

DATI TECNICI

Nr articolo	DIETZ 222145	
Larghezza seduta	45	cm
Profondità seduta	47 / 51	cm
Altezza seduta	55	cm
Altezza braccioli	24 / 26 / 28	cm
Larghezza totale	65	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	100	cm
Lunghezza totale	103	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	85	cm
Peso articolo	18.7	kg
Portata peso max	150	kg

Nr articolo	DIETZ 222148	
Larghezza seduta	48	cm
Profondità seduta	47 / 51	cm
Altezza seduta	55	cm
Altezza braccioli	24 / 26 / 28	cm
Larghezza totale	68	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	100	cm
Lunghezza totale	103	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	85	cm
Peso articolo	19	kg
Portata peso max	150	kg

Nr articolo	DIETZ 22215	
Larghezza seduta	51	cm
Profondità seduta	47 / 51	cm
Altezza seduta	55	cm
Altezza braccioli	24 / 26 / 28	cm
Larghezza totale	71	cm
Altezza schienale	46	cm
Altezza totale	100	cm
Lunghezza totale	103	cm
Larghezza chiusa	31	cm
Lunghezza totale senza appoggiapiedi	85	cm
Peso articolo	19.3	kg
Portata peso max	150	kg