

La sedia SWIFT, pratica, sicura e componibile alle vostre esigenze. Con apertura per l'igiene delle parti intime, piedini antiscivolo, regolabile in altezza.



Sedia completa con braccioli e schienale



accessoriata solo con i braccioli



Per chi la vuole solo con lo schienale... sgabello



...o semplicemente solo lo

Accessori disponibili solo su ordinazione




cuscino soft per la seduta



cuscino soft per lo schienale



porta sapone laterale



DATI TECNICI

Colore	Grigio	
Larghezza seduta	54	cm
Profondità seduta	41	cm
Profondità seduta senza schienale	50	cm
Larghezza totale con braccioli	56	cm
Altezza seduta regolabile	44 - 59	cm
Altezza totale regolabile	80 - 95	kg
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	4.7	kg