



Ingombro ridotto- fissato alla parete e ribaltabile verso l'alto  
 Grande apertura per l'igiene personale  
 Possibilità di regolare l'altezza del sedile prima di fissarlo alla parete  
 Telaio in alluminio resistente alla ruggine

#### DATI TECNICI

Colore	Bianco	
Larghezza seduta	40	cm
Profondità seduta	40	cm
Altezza seduta	47 - 57	cm
Larghezza totale	47	cm
Lunghezza totale	49	cm
Portata peso max	120	kg
Peso articolo	2.9	kg