



- Misurazione precisa della pressione arteriosa sulla parte superiore del braccio – clinicamente validata secondo ESH
- Funzione media per la valutazione della pressione arteriosa secondo l'OMS
- Visualizzazione dell'aritmia cardiaca per il rilevamento, ad esempio, della fibrillazione atriale
- Memoria per 90 valori misurati per profili a lungo termine
- Gonfiaggio automatico intelligente per una misurazione senza ripompaggio
- Sensore di movimento incluso
- Polsino universale per circonferenze bracciali da 22 a 42 cm
- Ampio display a 3 valori ad alto contrasto
- Uscita vocale commutabile in 5 lingue con controllo del volume
- Modalità ospite aggiuntiva
- Funzione Tri-check – misurazione seriale automatica triplicata e media
- Custodia di alta qualità e batterie alcaline incl.