

Fare il bagno con il sollevatore da vasca **Aquatec Orca** è molto semplice e confortevole. Dotato di una stabile e robusta crociera e di una base saldamente ancorata alla superficie della vasca grazie alle 4 ventose, può essere facilmente richiuso e stivato. Di serie il sollevatore è dotato di una batteria integrata alla pulsantiera agli ioni di litio, materiale che garantisce una maggiore autonomia di carica.



Sollevatore per vasca da bagno con schienale prolungato e reclinabile fino a 40°. Base, sedile e schienale in polipropilene e crociera in poliammide caricata con fibra di vetro. Superficie del sedile e dello schienale lavorata antiscivolo. Rivestito con una fodera morbida bianca, antiscivolo, facile da togliere e lavabile in lavatrice a 60°. Funzionamento a batterie con fluidi movimenti di salita/discesa ed inclinazione schienale. Motori protetti contro gli spruzzi e pulsantiera galleggiante dotata di spia per il controllo di carica delle batterie, blocco iniziale in caso di energia insufficiente e pulsante di emergenza. Assemblaggio e smontaggio rapido senza attrezzi, si fissa sulla base della vasca tramite 4 ventose (le 2 posteriori con linguette per uno stacco rapido). Altezza piano seduta di soli 58 mm.

## DATI TECNICI

Larghezza seduta senza alette	375 mm
Larghezza seduta con alette	715 mm (A)
Profondità seduta	490 mm (B)
Altezza max. seduta	420 mm (C)
Profondità seduta minima	60 mm
Larghezza dello schienale	360 mm (D)
Altezza dello schienale	665 mm (E)
Profondità totale (schienale dritto)	650 mm (F)
Profondità totale (schienale reclinato)	920 mm
Altezza totale con lo schienale	1075 mm (G)
Larghezza della base	580 x 285 mm
Spessore fodera	3 mm
Peso totale senza pulsantiera	12.1 Kg
Peso della seduta	7.5 Kg
Peso dello schienale	4.6 Kg
Peso della pulsantiera	0.4 Kg
Portata massima	140 Kg
Lo schienale può essere reclinato fino a	40°
Colore	Bianco

