



Sollevatore per pazienti " FOLDY"
Scomponibile in due parti, con archetto per attacco imbracatura
Portata massima 200 kg

DATI TECNICI

Sollevamento

1 - Braccio di sollevamento Al punto CSP	690 mm
2 - Scarto (3-4):	1280 mm
3 - Altezza massima al CSP	1900 mm
4 - Altezza minima a CSP	620 mm
5 - Altezza al CSP alla portata max di elevaz.	1270 mm
6 - Altezza più bassa al punto CSP	720 mm
7 - Altezza massima	960 mm
8 - Altezza da terra / posizione Bassa	400 mm
9 - Altezza da terra / posizione Alta	1680 mm
10 - Altezza completa nella posiz. Minima bassa	1260 mm
11 - Altezza completa nella posiz. Minima alta	1970 mm
12 - Lunghezza d'ingombro	1370 mm
13 - Altezza da terra delle maniglie spinta	- posiz 1: 1140 mm - posiz 2: 1220 mm

