

**SOLLEVATORI A SOFFITTO GH3****Sollevamento e mobilitazione professionali**

Il sollevatore a soffitto GH3 è un sistema di ultima generazione che consente di affrontare tutte le impegnative esigenze di sollevamento e mobilitazione in cui ci si imbatte negli ambienti sanitari professionali.

Tale sistema offre l'importante vantaggio di essere sempre pronto per l'uso, in quanto i moduli di sollevamento si ricaricano mentre sono montati sui binari.

Questi moduli di sollevamento si spostano in modo quasi del tutto silenzioso utilizzando energia elettrica minima. I passaggi tra le stazioni di binari sono praticamente impercettibili, per il massimo comfort.

**Utilizzabile ovunque**

I binari GH3 possono essere montati su soffitti, pareti o a pilastri di supporto, con estensione massima fino a 8 metri. Gli elementi di interconnessione semplificano la configurazione delle impostazioni del binario per praticamente qualsiasi tipo di edificio, spazio o esigenza.

Il design sobrio e moderno è in grado di integrarsi con qualsiasi stile architettonico, interno o di arredamento, anche in strutture nuove o riadattate.