



### Indicazioni d'uso:

**Campo d'applicazione:** adulti

**Parametri rilevati:** toni cardiaci e polmonari

### Caratteristiche tecniche:

Lo stetofonendoscopio Classic II SE, è dotato di:

- testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica
- tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- ghiera "anti-freddo" in neoprene
- archetto leggero in alluminio con doppia molla interna per miglior adattamento
- olivette morbide brevettate, in silicone
- lunghezza: 71 cm
- testina in acciaio inossidabile, diametro membrana 45mm, campana 35mm
- peso: 125 gr.

Lo strumento NON contiene lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.