

STETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III



Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono una elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana sintonizzabile e presentano un design moderno.

- sensibilità acustica elevata
- doppia membrana monoblocco sintonizzabile (sensibile alla pressione)
- padiglione a doppia testa versatile da adulti e pediatrico
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana
- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola si converte in campana aperta
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm

5620 Littmann® Classic III - nero

5622 Littmann® Classic III - blu navy

5648 Littmann® Classic III - lampone

5627 Littmann® Classic III - bordeaux

5832 Littmann® Classic III - lavanda

5835 Littmann® Classic III - turchese

5839 Littmann® Classic III - limone - lime

5621 Littmann® Classic III - grigio

5623 Littmann® Classic III - blu caraibi

5630 Littmann® Classic III - celeste

5633 Littmann® Classic III - rosa perla

5831 Littmann® Classic III - prugna