

**STADIOMETRO FISSO WIRELESS, CON DISPLAY SU ASTICELLA POGGIA TESTA SECA 264**

Stadiometro che permette in modo celere di ottenere misurazioni precise, grazie al posizionatore integrato per i talloni e alla Linea di Frankfurt seca, che garantisce una corretta posizione della testa e contribuisce alla qualità della rilevazione.

Il valore misurato dell'altezza può facilmente essere letto dal display retroilluminato sull'asticella poggia testa. I dati, inoltre possono essere trasmessi in modalità wireless alla stampante seca 360° wireless, al PC o ad una bilancia wireless.



**DATI TECNICI**

Misurazioni	30 - 220 cm
Divisione	1 mm
Funzioni	HOLD, regolazione dello zero calibrata dall'utente, spegnimento automatico, SEND/PRINT