

STAZIONE DI PESO E MISURA DIGITALE CON CALCOLO BMI AUTOMATICO SECA 764

Con l'innovativa stazione di misura digitale seca 764, sia l'altezza che il peso del paziente possono essere determinati nello stesso momento. Dopo la misurazione e la pesata, entrambi i valori appaiono nei due display a LCD integrati nel display operativo. Sulla base di questi valori, seca 764, al solo tocco di un tasto, automaticamente calcola il BMI del paziente. Questo valore fornisce informazioni sulle generali condizioni nutrizionali del paziente sulla base degli standard dell'OMS.

Con la sua portata di 250 kg, la bassa pedana ed il robusto design, questa stazione di misura è perfetta anche per pazienti sovrappeso.



DATI TECNICI

Portata	250 Kg
Divisione	100 g
Funzioni	TARA, HOLD, auto-BMI
Optional	Interfaccia RS232 seca 460 Altimetro integrato
Misurazioni altimetro	110 – 200 cm
Divisione altimetro	1 mm