

## STAZIONE WIRELESS DI MISURA PER PESO E ALTEZZA SECA 274

La perfetta soluzione wireless per rilevare la misurazione dell'altezza è offerta dallo stadiometro seca 274. Le sue parti individuali in alluminio anodizzato di alta qualità possono essere facilmente assemblate e avvitate insieme e, il suo range di misura, da 30 a 220 cm, permette l'utilizzo per adulti e in ambito pediatrico.

Ulteriori peculiarità sono la stabile piattaforma in vetro, il display bianco retroilluminato posto sull'asticella poggia testa e la trasmissione wireless dei valori. I dati possono essere trasmessi alla stampante seca 360° wireless, al PC o ad una bilancia wireless che può calcolare il valore del BMI dalle misurazioni di peso e altezza.



### DATI TECNICI

Misurazioni	30 – 220 cm
Divisione	1 mm
Funzioni	HOLD, regolazione dello zero calibrata dall'utente, spegnimento automatico, SEND/PRINT