

STAZIONE WIRELESS DI MISURA PER PESO E ALTEZZA SECA 285



La stazione di misura wireless 360° seca 285 rileva il peso e l'altezza contemporaneamente. E' provvista di una bilancia pesa persone di alta portata con stabile piattaforma in vetro, con sistema di posizione dei talloni e di un altimetro con solida asticella e con la Linea di Frankfurt integrata, per la corretta postura della testa.

Dotata di due display: il primo per la lettura dell'altezza direttamente dall'asticella per la testa ed il secondo, a 3 linee multifunzione a sfioramento, per la lettura del peso, altezza e del calcolo automatico del BMI. In aggiunta la bilancia mostra le minime variazioni di peso con la sua fine divisione di 50 grammi e trasmette i valori rilevati al sistema seca 360° wireless.

DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	50 g 150 Kg 100 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, funzione mamma/bambino, HOLD, auto-HOLD, auto-BMI, CLEAR, auto-CLEAR, auto-selezione range di pesata, ammortizzatore, SEND/PRINT
Dati	Della bilancia

Misurazioni	30 - 220 cm
Divisione	1 mm
Funzioni asticella	HOLD, regolazione dello zero calibrata dall'utente SEND/PRINT
Dati	Dell'altimetro