

TRAVERSE



Composizione corpo centrale assorbente: fluff in pura cellulosa a fibra lunga, con speciale calandratura per favorire la migliore diffusione dei liquidi.
 Non trattata con additivi chimici, nè resine, nè collanti tossici.
 La traversa salva materasso Serenity offre un'efficace protezione delle superfici utilizzate, grazie al tessuto realizzato in polietilene anti-scivolo per la riduzione del movimento involontario.

Velino:

Ovatta di cellulosa 100%, atto a favorire la diffusione dei liquidi

Strato contatto pelle:

Tessuto non tessuto (polipropilene), resistente e ipoallergico

Strato esterno colorato:

Morbido polietilene micro-goffrato impermeabile, antiscivolo

Imballaggio:

In confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del lotto di produzione.

Misure:

- 60x60 cm
- 60x90 cm
- 80x180 cm con bordi rimboccabili.