



Il vostro cuore è il motore per la vostra vita, la pressione del sangue vi dice la forza che il vostro cuore produce o deve produrre. Si sa che la pressione del sangue che rimane costantemente al di sopra dei valori normali porta nel tempo a seri problemi di salute.

Caratteristiche tecniche

- Diametro scala 68 mm
- Sistema di misura 1 o 2 tubi
- Valvola a vite di facile utilizzo per una facile deflazione dal bracciale
- Meccanismo di misurazione di precisione robusto, privo di corrosione e protetto da sovrappressione
- Precisione di misurazione secondo EN 1060
- Versione standard: manometro con bracciale in velcro calibrato coordinato per colore (adulti) in una custodia con cerniera
- Misura del bracciale 22 cm-32cm