

POLTRONCINA FANDANGO PLUS 80-63/2



Fandango 80-63/2 è una poltrona bariatrica certificata per garantire comfort, stabilità e sicurezza fino a un carico di 350 kg.

Offre massima stabilità in ogni posizione grazie agli accorgimenti antiscivolo e antiribaltamento e accompagna i movimenti dell'alzarsi e sedersi grazie alla presa sicura dei braccioli. Il sedile è removibile e facilita l'operatore nella totale igienizzazione della seduta. Il rivestimento è garantito Sanitized.

Fandango Plus è accompagnata da due importanti certificazioni.

La certificazione CATAS ne attesta la resistenza e la sicurezza tramite prove di carico applicate e cicli che misurano la resistenza alla sollecitazione d'uso.

La certificazione ERGOCERT attesta invece la conformità ai più alti standard di ergonomia, collocando Piaval tra le prime aziende italiane ad aver sottoposto i propri modelli a rigorosi test di laboratorio.

Disponibile in vari colori

DATI TECNICI

<u>Altezza schienale</u>	117 cm
<u>Altezza sedile</u>	74 cm
<u>Larghezza sedile</u>	67 cm
<u>Larghezza totale</u>	88 cm
<u>Profondità sedile</u>	51 cm
<u>Altezza braccioli</u>	49 cm
<u>Peso</u>	30 kg