

DEAMBULATORE REGOLABILE IN ALTEZZA

I deambulatori fissi sono regolabili in altezza adattandosi a tutte le stature. Realizzati in duralluminio, sono leggeri e molto maneggevoli per un facile spostamento in totale sicurezza. Possibilità di acquistare le ruote a parte.



DATI TECNICI

Nr. art.	Schienale	Altezza totale (cm)	Larghezza (cm)	Profondità max (kg)	Portata peso (kg)	Peso articolo (kg)
HERD 221100	NO	81-91	65	45	130	1.5