

TOILETTE / COMODA WC ALUSTYLE

LA COMODA WC ALUSTYLE può essere utilizzata in diversi modi:

Come comoda, grazie al secchio in dotazione, posizionata su una toilette funge da rialzo wc e grazie al vaso antispruzzo fornito, garantisce sicurezza e igiene.

Grazie ai braccioli fornisce un vero supporto utile durante i trasferimenti ed evita di dover fissare ulteriori maniglie al muro.

Il morbido cuscino con apertura per l'igiene intima dona confort e praticità

Pronta per l'uso, si apre e si piega rapidamente.

Non sono richiesti strumenti per la sua installazione.



Nr. art.	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Pofondità totale (cm)	Portata peso max (kg)	Peso sedia (kg)
HERD38000	46	40	45/60	61.5/77	54	64.5/78.5	51/54	120	3.2