

BILANCIA SECA 750



Bilancia meccanica piatta con cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero. Il suo struttura è laccata a polvere bianca.
Disponibile nei colori: bianco/bianco, bianco/nero.

DATI TECNICI

Nr. art.	colore	Divisione (kg)	Dimensioni totale (cm)	Dimensioni pedana (cm)	Peso articolo (kg)	Portata max (kg)
SECA 7501019008	Nero	1	31,7x11,7x47,7	29x7x29	3,5	150
SECA 7501017008	Bianco	1	31,7x11,7x47,7	29x7x29	3,5	150