

BILANCIA SECA 803



La bilancia digitale SECA 803 da terra possiede un display particolarmente grande che garantisce una facile lettura.

Disponibile nei colori: bianco, nero.

- Base in plastica rigida bi-componente per un solido appoggio
- Quattro stabili piedini garantiscono la pesata
- Cifre LCD alte 28 mm. Facili da leggere.
- Portata: 150 kg
- Divisione: 100 g
- Funzioni: auto-HOLD, accensione automatica tip-on, spegnimento automatico
- Alimentazione a batterie: 4x AAA

DATI TECNICI

Nr. art.	colore	Divisione (gr)	Dimensioni totale (cm)	Dimensioni pedana (cm)	Dimensioni cifre (cm)	Peso articolo (kg)	Portata max (kg)
SECA 8031321009	Nero	100	31,6x37x32,6	29,5x35x30,5	2,8	1.5	150
SECA 8031320009	Bianco	100	31,6x37x32,6	29,5x35x30,5	2,8	1.5	150